

Ta väl hand om ditt testsystem

Innan du tvättar dig med tvättlapp, gör alltid följande:

1. Stäng av ETS:en.
2. Ta bort ETS:en från bältesfickan.
3. Koppla försiktigt bort kablarna från ETS:en.
4. Fäst elektroderna.

Sänk aldrig ned ETS:en i vatten och undvik temperaturer under 5 °C eller över 40 °C .

Extern teststimulator (ETS)



Information om medicinskt ingrepp

Fråga alltid din läkare innan du genomgår ingrepp som är medicinska eller för tandvård.

Läs "Information för patienter" som medföljer ditt testsystem, för information och varningar gällande medicinska ingrepp såsom:

- Magnetresonanstomografi (MRT)
- Elektrokauterisering
- Strålbehandling
- Diatermi
- Litotripsi
- Diagnostiskt ultraljud
- Extern defibrillering
- Terapeutiskt ultraljud

Det finns inga delar som kan repareras av användaren. Om du har en specifik fråga eller ett problem, vänligen kontakta din smärtläkare/-sköterska.

Boston
Scientific

Advancing science for life™

Legal Manufacturer

Boston Scientific Neuromodulation Corporation
25155 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355 USA
(866) 789-5899 in US and Canada
(661) 949-4000, (661) 949-4022 Fax
www.bostonscientific.com
Email: neuro.info@bsci.com

AUS

Australian Sponsor

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

EC

REP

EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway, Ireland
T: +33(0)1 39 30 97 00
F: +33(0)1 39 30 97 99

ARG

Argentina Local Contact

Para obtener información de contacto de Boston Scientific Argentina SA, por favor, acceda al link www.bostonscientific.com/arg

BRA

Brazil Local Contact

Para informações de contato da Boston Scientific do Brasil Ltda, por favor, acesse o link www.bostonscientific.com/bra

Inte avsedd som ersättning för den medföljande *Patientforsökshandboken*. Du måste ha full förståelse för innehållet i handboken innan du använder Boston Scientific SCS System.

Alla varumärken tillhör respektive ägare

TX ONLY VAR FÖRSIKTIG: Enligt gällande lagstiftning får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisning återfinns i produktmärkningen som medföljer varje enhet. Information om användning endast i länder med tillämpliga produktregistreringar av hälsomyndigheter. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

© 2020 Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

92395691-23 2020-11

3-300621_DEC2019 Tryckt i Tyskland av medicalvision.

CE 0123 Authorized to affix CE mark in 2020

Instruktion vid hemgång med testsystem



92395691-23
Innehåll: MP92395691-23 REV B

Testsystemets komponenter

Det är viktigt att du läser *Information för patienter och Försökshandbok – bruksanvisning för patient* noggrant för att lära dig hur du använder den Externa teststimulatorn (ETS:en) och de andra komponenterna i testsystemet. Om du frångår dessa instruktioner utan att din läkare ordinerat det, kan det leda till att du eller systemet skadas.

ETS

Extern enhet som används för att generera elektriska pulser.

Elektrod

Implanterbar ledare som avger stimuleringsbehandling. (Du kan ha upp till fyra elektroder).

Fjärrkontroll

Trådlös handhållen kontrollenhett som används för att hantera din smärtlindrande stimulering.



Återhämtning och aktivitet

Var noga med att:

- Följa din läkares instruktioner gällande skötsel av operationssår.
- Du får endast tvätta dig med tvättlapp under testperioden.
- Kontrollera operationsområdet regelbundet beträffande rodnad eller vätska.
- Informera din läkare om du får feber eller om du upplever ökad smärta i operationsområdet.
- Om du har några frågor under testperioden ska du kontakta din smärtläkare/-sköterska.
- Begränsa fysisk aktivitet.
- Fråga alltid din läkare före ingrepp som är för tandvård eller är medicinska.

Du ska INTE:

- Lyfta föremål tyngre än 5 lbs (2,5 kg).
- Vrida eller böja dig, eller klättra.
- Lyfta armarna ovanför huvudet.
- Dra i kablar eller elektroder.
- Köra bil utan din läkares tillstånd (om din läkare ger dig tillstånd att köra ska du alltid stänga av din ETS innan du kör).

Använda testdagboken

För att din läkare ska kunna avgöra om ett Boston Scientific-system bör vara en del av din smärtbehandling, behöver han/hon veta hur du upplever stimuleringen och om den ger dig smärtlindring. Använd smärtdagboken för att dokumentera dina upplevelser.

Freelink™-fjärrkontrolen

Ha alltid fjärrkontrolen inom räckhåll. Den är din trådlösa koppling till stimulering som på bästa sätt uppfyller ditt behov av smärtkontroll under hela dagen.



Freelink-fjärrkontrolen gör att du kan:

- Slå på eller av behandlingen
- Justera stimuleringsstyrka
- Aktivera program och scheman

Följ dessa steg tills problemet är löst om din fjärrkontroll inte svarar eller om du får meddelandet "Communication Failed" (Kommunikationen misslyckades):

- 1 Placera fjärrkontrollen i ETS:en.
- 2 Byt batteriet i ETS:en.
- 3 Ladda närmare ETS:en.
- 4 Ring din läkare.